



Nebulizador NEB-MED 1



- Ligero:** El más ligero en el mercado.
- Poderoso:** Su pistón proporciona un flujo continuo de 8 libras por minuto administrando medicamentos de forma rápida y efectiva.
- Seguro:** 25 PSIG máximo - el paciente queda protegido, gracias a la incorporación de la válvula de auxilio del compresor.
- Estilo:** Nuevo diseño compacto con esquinas redondeadas y agarradera, con base incorporada.
- Durable:** - Gabinete en ABS de inyección moldeada.
- Salida de aire retrasada para evitar daño.
- Sin tapas que se puedan romper.

Exportado por *Nidek Medical Products*
 Importado por *Enfermeras Unidas Plus, S.A. de C.V.*
 RFC: EUP 960920 7K3
 Nebraska 170, Col. Nápoles, México D.F.
 Tels. 53-400-500 y 56-871-130, Fax: 53-400-501

ISO 13485:2003
 RSSA: 1261E2005 SSA

Medical Store® Nebulizador

NEB-MED 1

- Ligero
- Poderoso
- Seguro
- Estilo
- Durable
- Motor de pistón

110 / 60 HZ



INCLUYE INSTRUCTIVO
www.medicalstoremexico.com
 CONTIENE: UN NEBULIZADOR Y UN SET DE ACCESORIOS



Nebulizador NEB-MED 1



Especificaciones:

Dimensiones: 7.5" x 4.5" x 7.5"
 Peso: 3 lbs
 Máxima presión: 25 psig (ajustando la válvula de auxilio)
 Máxima presión: 11 - 15 psig o mejor *
 Rango de nebulización: 3 cc H2O / 8 - 11 minutos
 Flujo de liberación del aire: 10 lpm*
 Compresión a base de: pistón
 Requerimientos eléctricos: 115 VAC, 60 Hz - 1.6 amps
 230 VAC, 50 Hz - 0.7 amps
 Consumo eléctrico: 115 VAC, 60 Hz - 80 watts
 230 VAC, 50 Hz - 70 watts

* La presión puede variar según la altitud sobre el nivel del mar, generando cambios barométricos.



7 502223 892446



Nebulizador NEB-MED 1

Medical Store® Nebulizador

NEB-MED 1

- Ligero
- Poderoso
- Seguro
- Estilo
- Durable
- Motor de pistón

110 / 60 HZ



INCLUYE INSTRUCTIVO
www.medicalstoremexico.com
 CONTIENE: UN NEBULIZADOR Y UN SET DE ACCESORIOS